

הנחיות כלליות:

הרולר חוטא ועבר תהליך סטריליזציה לפני האריזה
נא ודא כי הרולר ארוז הרמטית

מהוא הדרמה רולר:

הטיפול באמצעות הדרמה רולר או המזו רולר מסוגל להגביר באופן משמעותי את החדירה של החומרים הפעילים בתכשירים קוסמטיים. הדרמה רולר הוא מכשיר רב עוצמה המסוגל להכפיל עד פי 1000 את יעילות השימוש בתכשירי קוסמטיקה. הפציעה המבוקרת של העור יוצרת תחלופה מהירה של תאי עור המקבילה לקילופי עור עמוקים ללא כל סכנה או תופעות לוואי.

גלילת הרולר על פני העור מושכת לפנים ולקרקפת דם וצ'י בעוצמה ומסייעת לשיפור זרימת הדם והחמצן המשתתפים בתהליך ההתחדשות.

הדרמה רולר יוצר בטיפול אחד כ-300,000 חרירים בפנים כשבתהליך ההחלמה של העור נוצרים תאי עור חדשים ומואץ באופן משמעותי תהליך היצור של הקולגן והאלסטין הטבעי בגוף.

יעילות הרולר עולה על המכשור הקיים בשוק, לשיפור מראה העור אך ללא כל סכנה, ללא תופעות לוואי ולכן הוא נחשב היום בעולם כ**כלי המוביל בתעשיית האנטי אייג'ינג**.

התאוריה שמאחורי פעולת המחטים הזעירות:

הדרמה רולר עשוי גלגלת פלסטיק אליה מחוברות 192 מחטים זעירות. הגלגלת מחוברת למוט המאפשר תנועה רציפה של גלילה על פני העור ללא מגע יד. במהלך טיפול של כ 5 דקות תיצור הגלגלת עם הסיכות כ 300,000 נקבים זעירים על פני העור. לפני השימוש ברולר יש למרוח על העור תכשירים המזינים את העור והמסייעים בהתחדשות תאי רקמת הדרמיס והאפידרמיס, מעודדים את החייאת זקיקי השיער בראש ומגבירים את יצור הקולגן והאלסטין בעור הפנים.

התוצאות הצפויות:

- הצערה ורענון של עור הפנים
- האצת חידוש של תאים
- מבחיר את גוון העור
- משפר את מרקם העור
- מוסיף לחות לעור מבפנים
- מכווץ נקבוביות
- מטשטש קמטים
- מטשטש ומשפר צלקות אקנה וצלקות מניתוחים או פציעות
- שיפור סימני מתיחה
- מסייע להצמחת שיער ומניעת התקרחות

דרמה רולר

לשפור מראה העור

והשיער

MNS

Microneedle
Nurse Systemwww.zoheret.co.il

052-6173177

הערות אזהרה**1. הדרמה רולר הינו כלי טיפול אישי ולא ניתן להעבירו ממטופל למטופל.**

2. לא מטפלים עם הדרמה רולר באנשים עם עור מגורה או משופשף, עור מודלק, אקנה מוגלתי, דלקת שנגרמה מפטריות או כל מחלת עור אחרת, באנשים עם הרפס ובכל מצב בו המטפל אינו בטוח לחלוטין כי לא יגרם למטופל נזק מהשימוש. אם מופיעה רגישות כלשהיא או תגובה בלתי צפויה מהטיפול יש להפסיק מיד את השימוש, לנקות היטב את האזור בסבון ובמים ואף להתיעץ עם רופא עור, במקרים קיצוניים. כשמופיעה קשקשת על הראש כתוצאה מהשימוש, יש לחפוף עם שמפו בתוספת סודה לשתייה.

3. שמור את הרולרים במקום מוגן ובטוח והרחק אותם מקרבתם של ילדים. ביכולתם של הרולרים לפצוע ולגרום נזק אם אינם בשימוש של מטפל מוסמך שעבר הדרכה.

4. אחרי השימוש בדרמה רולר, העור פצוע למשך כ 48 שעות. אין להשתמש בשום מסכה או קרם שיש בהם חומרים חומציים הגורמים לתחושת בעירה לאחר המריחה. במידה ונמרח על פני העור חומר היוצר גירוי, אי נוחות או כאב, יש לשתוף היטב את האזור המגורה בסבון ובמים ולשים ג'ל הרגעה.

פרטים טכניים

השם הטכני: Micro-needle Nurse System (MNS)

משקל נטו: 18 גר' משקל ברוטו: 68 גר'

תנאי איחסון: נא לשמור את הרולרים במקום יבש וקריר ובאופן שלא ייווצר לחץ כלשהו על המכשיר.

הוראות שימוש:

1. בחר את המודל המתאים: **1.0 מ"מ** מיועד לעור דק, עור ללא קמטים או צלקות עמוקות. מתאים בדרך כלל לנשים עד גיל 45-50.

1.5 מ"מ מיועד לעור עבה, קמטים עמוקים, כתמים, צלקות עמוקות, עור עייף דהוי וחיזור. מתאים בדרך כלל לנשים מעל גיל 45 אך בעלות עור עבה.

בטיפול השיער יש לבחור בהתאם לכמות השיער הקיים על הראש.

2. יש לנקות את הפנים היטב במי פנים או על ידי פילינג יסודי או לחפוף היטב את הראש בטיפול השיער.

4. יש למרוח תכשירים קוסמטיים יעילים על העור או על השיער. הרולר משפר עד פי 1000 את יעילות החומרים הפעילים בקרמים ובסרומים ולכן בחירתם משמעותית מאוד בטיפול.

4. יש לגלגל את הרולר הלוך ושוב בשלושה כיוונים שונים על כל אזור (מאזון, מאונך ואלכסוני). על הלחץ להיות רגיש ומבוקר, כך שהמחטים ילחצו בעדינות על פני העור. באזורים קשים כמו המצח או הסנטר יש לגלגל בעדינות יתר. בטיפול הראשון יש לגלגל את הרולר רק הלוך בכל כיוון, בטיפול השני יש לגלגל הלוך ושוב ומהטיפול השלישי ואילך לגלגל הלוך ושוב שלוש פעמים בשלושה כיוונים על כל אזור בפנים.

* מטופלים בעלי שיער ארוך יגלגלו את הרולר עם כיוון הצמיחה בלבד

5. יש למרוח קרם עשיר או מסכת הזנה עשירה ומרגיעה ישר בתום הגלילה.

6. חובה להשיב את הרולר מיד בתום הגלילה לאריזתו על מנת לשמור על תקינותו. רולר שנפגע או נפל – לא ראוי לשימוש!

7. יש לבצע את הטיפול אחת לשבוע ברצף של 8-10 טיפולים ובהמשך פעם בחודש. ניתן להשתמש באותו המכשיר במהלך שנה ובלבד שהמחטים חוטאות ולא ניזוקו.

* בטיפול השיער ניתן להשתמש כל יומיים

כיווני גלילת הדרמה רולר**ניקוי הדרמה רולר**

על מנת לחטא את הרולר יש לטבול אותו באלכוהול 75%, לנער אותו משאריות האלכוהול, ליבשו ולהשיבו לאריזה. אין לפסטר, לנקות או לחטא אותו בכל דרך אחרת !!!